

## Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-A-Smooth Muscle Actin (Acta2) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Артикул: CM0028491

### введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого, мышиногo и крысинаго α-гладкомышечного актина (ACTA2), валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Подходят для изучения подвижности гладкомышечных клеток и цитоскелета в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Rabbit pAb                                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | ACTSA; α-Smooth Muscle Actin (ACTA2)                                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 59                                                                                                                                                                       |
| ID гена                   | 59                                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого α-гладкомышечного актина (ACTA2) (NP_001604.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P62736                                                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 42kDa                                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                                                                      |