


Моноклональное Антитело Против А-Синуклеина Для Вестерн-Блоттинга - P37840

Артикул: CM0006519



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого α -синуклеина (PD1, NACP, PARK1/4). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Важно для исследований синаптической функции и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	α -синуклеин, кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -синуклеин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6622
ID гена	6622
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-140 человеческого α -синуклеина (NP_000336.1)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом