


Кроличий Моноклональный Антитело Против А-Синуклеина Для Вестерн-Блоттинга, Иф, Игх, Ифа - P37840

Артикул: CM0006570



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к α -синуклеину (P37840), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ, ИГХ и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. 14 кДа. Подходит для исследований синаптической функции, нейродегенерации и болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	α -Синуклеин кроличье МАТ
Примечания/Псевдонимы	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -синуклеин
Вид	Человек
ID гена	6622 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-140 человеческого α -синуклеина (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФ/ИЦК, ИФ-F, ИФ-R, ИГХ-R, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37840
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент