


Моноклональное Кроличье Антитело Против А-Синуклеина Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa — P37840

Артикул: CM0007447



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против α -синуклеина человека (P37840), валидированное для WB, IP, IF/ICC, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейродегенерации и разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ против α -синуклеина
Примечания/синонимы	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -синуклеин
Вид	Человек
GeneID (человек)	6622
GeneID	6622
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 α -синуклеина человека (NP_000336.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом