

Моноклональное Антитело Кролика Против А-Тубулина Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — P68366

Артикул: CM0011002

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против α-тубулина валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Детектирует α-тубулин человека, мыши и крысы (~50 кДа). Идеально подходит для исследований микротрубочек и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против α-тубулина
Примечания/синонимы	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α-тубулин
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7277
Идентификатор гена	7277
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 349–448 человеческого α-тубулина (P68366).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P68366
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом