

Поликлональное Антитело К A1Bg Для Wb, Elisa — P04217

Артикул: CM0014304

введение

Поликлональное антитело кролика к A1BG (pAb), валидированное для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, белок с молекулярной массой 54 кДа. Идеально подходит для исследований белков плазмы и разработки диагностических тест-систем IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	A1BG Rabbit pAb
Примечания / Синонимы	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
Вид	Человек
ID гена (человек)	1
ID гена	1
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 236–495 человеческого A1BG (NP_570602.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04217
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	С ледяным пакетом