


Антитело Кролика Против A2ML1 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - A8K2U0

Артикул: CM0024630



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого A2ML1, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает перекрестную реактивность с крысой. Идеально подходит для изучения механизмов ингибирования протеаз и биологии эпидермиса, включая процессы шелушения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	A2ML1 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	144568
ID гена	144568
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 400-500 человеческого A2ML1 (NP_653271.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	A8K2U0
Молекулярный вес белка	161кДа
Доставка	Сумка со льдом