


Анти-Ааas Поликлональные Кроличьи Антитела Для Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nrg9

Артикул: CM0029194



введение

Поликлональные кроличьи антитела к AAAS, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Взаимодействуют с человеческим белком Аладин (AAAS) (ID гена: 8086, ~60 кДа). Идеально подходят для исследований функции ядерного порового комплекса, развития нервной системы и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AAAS Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
Вид	Человек
ID гена	8086
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 287-546 человеческого AAAS (NP_056480.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NRG9
Молекулярный вес белка	60kDa
Доставка	Сумка со льдом