

Поликлональное Антитело Против Aadac Для Wb, Elisa - P22760

Артикул: CM0015677

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий AADAC (арилацетамидд deacetylase), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Рекомбинантный иммуноген (aa 170–399). Подходит для изучения активности триглицеридной липазы, метаболизма ксенобиотиков и связанных с печенью сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AADAC, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	DAC; CES5A1; AADAC
Вид	Человек
GeneID (человек)	13
GeneID	13
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170–399 человеческого AADAC (NP_001077.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P22760
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом