

Кроличыи Поликлональные Антитела К Aadat Для Wb, Elisa - Q8N5Z0

Артикул: CM0018322



введение

AADAT Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные в организме кролика против человеческого белка AADAT. Подходят для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с крысой и способствуют исследованиям аминотрансфераз и метаболизма кинуренина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AADAT Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	51166
GeneID	51166
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-429 человеческого AADAT (NP_001273611.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8N5Z0
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом