

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Aadat Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5Z0

Артикул: CM0013379



введение

AADAT Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Оно обнаруживает AADAT (KAT2/KYAT2) в образцах человека, мыши и крысы и идеально подходит для изучения функций митохондриальных аминотрансфераз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AADAT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51166
ID гена	51166
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-429 человеческого AADAT (NP_001273611.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N5Z0
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом