


Кроличья Поликлональная Антитело Против Aak1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q2M2I8

Артикул: CM0024199



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого AAK1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на протеинкиназу 1, ассоциированную с AP2, регулятор клатрин-зависимого эндоцитоза. Идеально подходит для исследований эндоцитоза и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AAK1 кролика pAb
Вид	Человек
ID гена	22848
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого AAK1 (NP_055726.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q2M2I8
Молекулярный вес белка	103 кДа
Доставка	Сумка со льдом