

Моноклональное Антитело Против Аамр Для Вб, Иф/Их, Ифа — Q13685

Артикул: CM0002613

введение

Кроличье моноклональное антитело против ААМР, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИХ) и ИФА; обладает перекрестной реактивностью с ААМР человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ААМР кроличье мАнт
Примечания/псевдоним	ААМР
Вид	Человек
GeneID (человек)	14
GeneID	14
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ААМР (Q13685).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13685
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет