

Кроличья Поликлональная Антитело Против Aar2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q9Y312

Артикул: CM0019338



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против AAR2, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Взаимодействует с человеческим и мышиным AAR2, компонентом U5 snRNP, необходимым для сборки сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AAR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CGI-23; C20orf4; AAR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25980
GeneID	25980
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого AAR2 (NP_056326.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y312
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодильник