

Поликлональное Антитело К Aars2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Jtz9

Артикул: CM0027023



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий AARS2 (аланил-тРНК синтетаза, митохондриальная), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для изучения митохондриального биосинтеза белка, редактирования и лактирования белков. - Q5JTZ9

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AARS2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57505
ID гена	57505
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 841-985 человеческого AARS2 (NP_065796.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5JTZ9
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом