

Кроличья Поликлональная Антитела Против Aars2 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q5Jtz9

Артикул: CM0026210



введение

Валидированная кроличья поликлональная антитела против AARS2 для применения в Вестерн-блоте и ИФА, детектирующая митохондриальную аланин-тРНК лигазу человека и мыши. Участвует в процессе трансляции белка и ингибировании сигнального пути cGAS/STING.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD валидированные] Кроличья поликлональная антитела против AARS2
Примечания/Псевдонимы	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
Вид	Человек
ID гена	57505
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 491-620 человеческого AARS2 (NP_065796.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5JTZ9
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	С ледяным пакетом