


Поликлональные Антитела Против Anti-Aatf Для Wb, Elisa - Q9Ny61

Артикул: CM0025540



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против AATF (Che-1/DED), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным белками. AATF — это ядрышковый белок, участвующий в биогенезе рибосом и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AATF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26574
ID гена	26574
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 7-100 человеческого AATF (NP_036270.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NY61
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом