


Поликлональные Антитела Против Abca1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - O95477

Артикул: CM0022051



введение

Кроличьи rAb против ABCA1 обнаруживают человеческий ABCA1 (TGD, ABC1, CERP) с перекрестной реакцией на мышь. Подходят для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК, ИФА. Идеальны для изучения оттока холестерина и формирования ЛПВП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против ABCA1
Примечания/Псевдонимы	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	19
ID гена	19
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1170-1350 человеческого ABCA1 (NP_005493.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O95477
Молекулярный вес белка	254 кДа
Доставка	Сумка со льдом