

Анти-Abca1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - O95477

Артикул: CM0012628



введение

Кроличий моноклональный антитело к ABCA1, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Нацелено на фосфолипид-транспортирующую АТФазу ABCA1, ключевой регулятор оттока холестерина и образования ЛПВП, что делает его подходящим для исследований липидного метаболизма и атеросклероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCA1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
Вид	Человек
GenelD (Человек)	19
GenelD	19
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1170-1350 человеческого ABCA1 (NP_005493.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95477
Молекулярный вес белка	254кДа
Доставка	Сумка со льдом