


Моноклональное Антитело Кролика Против Abca1 Для Вб, Ифа - O95477

Артикул: CM0007168



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против человеческого ABCA1, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный ABCA1 (254 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма и ЛПВП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к ABCA1
Примечания/Алиасы	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	19
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1170-1350 человеческого ABCA1 (NP_005493.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95477
Молекулярная масса белка	254 кДа
Доставка	Холодовой пакет