

Кроличье Поликлональное Антитело Против Abca1 - O95477

Артикул: CM0025277



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ABCA1, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований эффлюкса холестерина и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCA1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	19
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1870-2120 человеческого ABCA1 (NP_005493.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O95477
Молекулярная масса белка	254 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом