

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Abca12 Для If/Icc, Elisa — Q86Uk0

Артикул: CM0021634

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к ABCA12, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью. Нацелено на переносчик глюкозилцерамида ABCA12, необходимый для формирования липидных ламелл эпидермиса и функционирования кожного барьера. Идеально подходит для исследований в области дерматологии, транспорта липидов и ихтиоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCA12 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LI2; ICR2B; ARCI4A; ARCI4B; ABCA12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	26154
Идентификатор гена	26154
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2456–2595 человеческого ABCA12 (NP_775099.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q86UK0
Молекулярная масса белка	293 кДа
Условия доставки	Хладагентный пакет