

Кроличья Поликлональная Антитела К Abca4 Для Вб, Ифа - P78363

Артикул: CM0012846



введение

Поликлональное кроличье антитело к ABCA4 валидировано для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Оно направлено против ретинальспецифического ABC-транспортера ABCA4, необходимого для клиренса ретиноидов в фоторецепторах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к ABCA4
Примечания/алиасы	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
Вид	Человек
ID гена (человек)	24
ID гена	24
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 110-300 человеческого ABCA4 (NP_000341.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78363
Молекулярная масса белка	256 кДа
Доставка	Холодильный пакет