

Поликлональные Антитела К Abca7 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8IZY2

Артикул: CM0023778



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ABCA7, валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеком, мышью, крысой. Фосфолипидный транспортер, участвующий в развитии болезни Альцгеймера и поддержании липидного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCA7 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
Вид	Человек
ID гена (человек)	10347
ID гена	10347
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 2010–2146 человеческого ABCA7 (NP_061985.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZY2
Молекулярная масса белка	234 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента