

Поликлональные Антитела Против Abca8 Для Wb, Elisa - 094911

Артикул: CM0021169

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против ABCA8, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека и крысы. Этот АТФ-связывающий кассетный транспортер импортирует органические анионы и опосредует отток холестерина, что делает антитела подходящими для исследований транспорта лекарств и липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ABCA8 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	ABCA8
Вид	Человек
GeneID (человек)	10351
GeneID	10351
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 425-495 человеческого ABCA8 (NP_009099.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O94911
Молекулярная масса белка	184 кДа
Доставка	Холодоаккумулятор