

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Abca8A Для Wb, IHC-P, Elisa — Q8K442

Артикул: CM0021678

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против мышинного ABCA8A, подходят для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Обнаруживают перекрестную реакцию с человеческим и крысиным белком. Полезны для исследования выхода холестерина и регуляции ЛПВП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCA8A Rabbit pAb
Вид	Мышь
ИД гена (мышь)	217258
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 690-828 мышиного ABCA8A (NP_694785.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8K442
Молекулярная масса белка	184 кДа
Доставка	Хладагент