


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Abcb11 Для If/Icc И Elisa — O95342

Артикул: CM0018732



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ABCB11 (BSEP), валидированное для IF/ICC и ELISA. Определяет белок у мыши и крысы. Идеально подходит для исследований насоса экспорта желчных солей, изучения печёночного транспорта и исследования холестаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCB11 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Вид	Человек
GeneID (человек)	8647
GeneID	8647
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1050-1150 человеческого ABCB11 (NP_003733.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O95342
Молекулярная масса белка	146 кДа
Доставка	Пакет со льдом