


Анти-Abcb11 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - O95342

Артикул: CM0027707



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против ABCB11 (BSEP), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Идеальны для изучения транспорта желчных солей и внутрипеченочного холестаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCB11 кроличьи rAb
Примечания/Псевдоним	BSEP; PGY4; SPGP; ABC16; BRIC2; PFIC2; PFIC-2; ABCB11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8647
ID гена	8647
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1050-1150 человеческого ABCB11 (NP_003733.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95342
Молекулярный вес белка	146 кДа
Доставка	Сумка со льдом