

Поликлональные Антитела К Abcb4 Для Wb, Elisa — P21439

Артикул: CM0030829



введение

Высококачественные поликлональные антитела к ABCB4, валидированные для применения в методах WB и ELISA. Реагируют с ABCB4 человека и мыши — фосфолипидной флиппазой, играющей решающую роль в секреции желчных липидов. Идеально подходят для исследований гепатобилиарных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАт к ABCB4
Примечания/Синонимы	GBD1; ICP3; MDR2; MDR3; PGY3; ABC21; MDR2/3; PFIC-3; ABCB4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5244
GeneID	5244
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 ABCB4 человека (NP_061337.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P21439
Молекулярная масса белка	142 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)