

Анти-Abcb8 Поликлональные Кроличы Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nut2

Артикул: CM0030529



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого ABCB8, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Направлены на АТФ-связывающую субъединицу митохондриального калиевого канала, участвующую в транспорте железа и работе сердца. Реагируют перекрестно с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCB8 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MABC1; M-ABC1; MITOSUR; EST328128; ABCB8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11194
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 469-718 человеческого ABCB8 (NP_009119.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NUT2
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом