

Кроличья Поликлональная Антитела Против Abcc5/Mrp5 Для If-P И Elisa - O15440

Артикул: CM0025839



введение

Кроличья поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок ABCC5/MRP5, валидированные для применения в IF-P и ELISA. MRP5 — это АТФ-зависимый транспортер, участвующий в лекарственной устойчивости и выведении метаболитов. Подходит для исследований в онкологии и фармакологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ABCC5/MRP5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MRP5; SMRP; ABC33; MOATC; MOAT-C; pABC11; EST277145
Вид	Человек
GeneID	10057
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1101-1200 человеческого белка ABCC5/MRP5 (NP_005679.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15440
Молекулярная масса белка	161 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом