

Кроличья Поликлональная Антитела Против Abcc6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95255

Артикул: CM0027206



введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий белок ABCC6, подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеальны для изучения ABC-транспортеров, лекарственной устойчивости и эластической псевдоксантомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCC6 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARA; PXE; MLP1; MRP6; PXE1; URG7; ABC34; GACI2; MOATE; MOAT-E; EST349056; ABCC6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	368
GeneID	368
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 830-940 человеческого белка ABCC6 (NP_001162.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O95255
Молекулярная масса белка	165 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом