


Кроличья Поликлональная Антитела Против Abce1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P61221

Артикул: CM0025758



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ABCE1 (P61221) детектируют человеческий и мышиный белок ABCE1, фактор рециклинга рибосом и ингибитор RNase L. Подходят для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Идеальны для изучения трансляции, контроля качества мРНК и противовирусных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCE1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASEL; ABCE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6059
ID гена	6059
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320-599 человеческого ABCE1 (NP_002931.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT ID	P61221
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом