


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Abcf1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Ne71

Артикул: CM0003418



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело Anti-ABCF1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Нацелено на человеческий белок ABCF1/ABC50, фактор инициации трансляции и белок АТР-связывающей кассеты. Идеально для исследовательских и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCF1 Кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ABC27; ABC50; ABCF1
Вид	Человек
ID гена	23
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 746-845 человеческого белка ABCF1 (Q8NE71).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT ID	Q8NE71
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом