

Поликлональное Антитело Против Abcf2 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Ug63

Артикул: CM0030313

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ABCF2 (SWISS: Q9UG63), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально для исследований ABC-транспортеров и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCF2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10061
GeneID	10061
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 белка ABCF2 человека (NP_005683.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UG63
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом