

Кроличье Моноклональное Антитело К Abcg1 Для Wb, Elisa - P45844

Артикул: CM0003002



введение

Кроличье моноклональное антитело к ABCG1, валидированное для методов WB и ELISA, распознающее ABCG1 человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований эффлюкса холестерина и транспорта липидов в макрофагах и других тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ABCG1
Примечания/Синонимы	ABCG8; WHITE1; ABCG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9619
GeneID	9619
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P45844
Молекулярная масса белка	76 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом