

Поликлональные Антитела К Abcg2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Unq0

Артикул: CM0029398



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ABCG2 (BCRP), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Этот мультилекарственный транспортер с молекулярной массой 72 кДа играет ключевую роль в развитии лекарственной устойчивости и выведении метаболитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ABCG2
Примечания/Альясы	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9429
ID гена	9429
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого ABCG2 (NP_004818.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNQ0
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Айс-пакет