


## Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Abcg2 Для Wb, If-P, Elisa - Q9Unq0

Артикул: CM0004758



### введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к Anti-ABCG2 (Q9UNQ0), валидированные для WB, IF-P, ELISA на образцах человека, мыши. Идеально подходят для изучения лекарственной устойчивости, транспорта мочевой кислоты и биологии стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ABCG2 кроличьи mAb                                                                                                                              |
| Примечания/Псевдонимы     | MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 9429                                                                                                                                            |
| GeneID                    | 9429                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 101-200 человеческого ABCG2 (NP_004818.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q9UNQ0                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 68kDa/72kDa                                                                                                                                     |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                  |