


Кроличыи Поликлональные Антитела К Abcg8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9H221

Артикул: CM0019794



введение

Кроличыи поликлональные антитела к ABCG8, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека и крысы. Нацелены на стеролин-2, ключевой транспортер стеролов, участвующий в абсорбции пищевого холестерина и экскреции с желчью. Подходят для исследований в рамках IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABCG8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64241
ID гена	64241
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-320 человеческого ABCG8 (NP_071882.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H221
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом