

Кроличья Поликлональная Антитело Против Abf3 (Arabidopsis Thaliana) - Wb, Elisa - Abf3

Артикул: CM0023729

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на ABF3 (фактор 3, связывающий ответные элементы абсцизовой кислоты) из Arabidopsis thaliana. Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Рекомбинантный иммуноген охватывает аминокислоты 260-360. Идеально подходит для исследований сигналинга при стрессе у растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABF3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	фактор 3, связывающий ответные элементы абсцизовой кислоты; AtABF3; DC3 PROMOTER-BINDING FACTOR 5; DPBF5; F17I5.200; ABF3
Вид	Arabidopsis thaliana
ID гена	829547
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 260-360 ABF3 из Arabidopsis thaliana (NP_567949.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
Доставка	Айс-пакет