

Кроличья Поликлональная Антитело Против Abhd4 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q8Tb40

Артикул: CM0018988

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ABHD4 (белок 4, содержащий альфа/бета-гидролазный домен), валидированная для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для изучения N-ацилфосфатидилэтаноламинлипазы и биосинтеза эндоканнабиноидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABHD4 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	ABH4; ABHD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	63874
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 223–342 человеческого ABHD4 (NP_071343.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TB40
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В ледяном пакете