

Моноклональное Антитело Anti-Abhd5 Для Wb, Elisa - Q8Wts1

Артикул: CM0009157

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ABHD5 (CGI-58), подходящее для применений WB и ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Полезно для изучения биологии липидных капель, биосинтеза фосфатидной кислоты и метаболизма триацилглицеринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABHD5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51099
GeneID	51099
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого ABHD5 (Q8WTS1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8WTS1
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Пакет со льдом