

Кроличье Моноклональное Антитело Против Abhd6 Для Вестерн-Блоттинга, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

Артикул: CM0011305

введение

Валидированное на нокаутных моделях рекомбинантное кроличье моноклональное антитело Abhd6 для Вестерн-блоттинга, IF-F, IHC-P, ELISA. Определяет ABHD6 у человека, мыши, крысы. Идеально для исследований липидного метаболизма и эндоканнабиноидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Кроличье mAb против Abhd6
Примечания/Альтернативные названия	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	57406
ID гена	66082
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 119-315 белка Abhd6 мыши (NP_001317993.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF-F), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8R2Y0
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом