


Поликлональные Антитела Против Abi1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izp0

Артикул: CM0021121



введение

Аффинно-очищенные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ABI1 (Abi-1, E3B1), для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают эндогенный ABI1 в образцах человека, мыши и крысы — подходят для изучения клеточной сигнализации, динамики цитоскелета и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против ABI1
Примечания/Псевдонимы	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10006
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-230 человеческого ABI1 (NP_001012770)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZP0
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом