

Кроличья Моноклональная Антитела Против Abi3 Для Wb, IHC-P, Ифа — Q9P2A4

Артикул: CM0006602

введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий ABI3 (NESH/SSH3BP3), подходит для вестерн-блота, иммуногистохимии (на парафиновых срезах) и ИФА. Обнаруживает ABI3 человека, мыши и крысы с прогнозируемой молекулярной массой 39 кДа. Идеально подходит для исследований метастазирования опухолей и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональные антитела к ABI3
Примечания/алиасы	NESH; SSH3BP3; ABI3
Вид	Человек
ID гена (человек)	51225
ID гена	51225
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий а.о. 197-366 человеческого ABI3 (NP_057512.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P2A4
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодильный пакет