

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Abi4 Для Wb И Elisa — A0Mes8

Артикул: CM0019171

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на ABI4 Arabidopsis thaliana — этилен-чувствительный транскрипционный фактор, участвующий в передаче сигналов АБК, стрессовых реакциях и развитии. Валидировано для WB и ELISA, идеально подходит для исследований в области биологии растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABI4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATABI4; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID (человек)	64116
GeneID	818614
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 ABI4 Arabidopsis thaliana (NP_181551.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	A0MES8
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Пакет со льдом