

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ablim2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6H8Q1

Артикул: CM0021795



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ABLIM2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований скелетных мышц и детекции актин-связывающего LIM-белка 2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABLIM2 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	ABLIM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84448
GeneID	84448
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6H8Q1
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В пакете со льдом