


Поликлональные Антитела Против Ablim3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O94929

Артикул: CM0020395



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ABLIM3, белка-каркаса, связывающего актин и содержащего LIM-домены. Применение: Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований сердца и мозга. Предлагаются CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против ABLIM3
Примечания/Псевдоним	HMFN1661; ABLIM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22885
ID гена	22885
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-520 человеческого ABLIM3 (NP_001287957.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O94929
Молекулярный вес белка	78 кДа
Доставка	Сумка со льдом