

Поликлональное Антитело Кролика Против Aбр Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q12979

Артикул: CM0022161

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого ABR (Active breakpoint cluster region-related protein). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований сигналинга GTPаз и нейрональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	MDB; ABR
Вид	Человек
GeneID	29
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области от аминокислоты 200 до С-конца белка ABR человека (NP_001243776.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q12979
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом