

Кроличья Поликлональная Антитела Против Abtb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q969K4

Артикул: CM0024472

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против ABTB1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Полезны для изучения PTEN-опосредованной сигнализации, подавляющей рост, и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ABTB1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	BPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80325
GeneID	80325
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 белка ABTB1 человека (NP_742024.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q969K4
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом